



## HEMOFILTER

Unsere Hemofilter dienen zur Filtration von Patientenblut und sind kundenspezifisch mit einem Hemofilter-Set erhältlich.



## TECHNISCHE DATEN

### ANWENDUNGEN

- Hohe Filtrationsleistung durch optimierte hydraulische Eigenschaften
- Können verwendet werden für:
  - Hemofiltration
  - Hemodiafiltration
  - Hemokonzentration
  - Langsame, kontinuierliche Ultra- und Endotoxinfiltration
- Kundenspezifische Schlauchsets können je nach Therapiespezifikation gefertigt werden.

|                                 | HF 6               | HF 3               | HF 0,7             | HF 0,3             | HF 0,2                        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER                   | FLXHF6             | FLXHF3             | FLXHF07            | FLXHF03            | LXHF025                       |
| MEMBRANOBERFLÄCHE               | 1,6 m <sup>2</sup> | 1,3 m <sup>2</sup> | 0,7 m <sup>2</sup> | 0,3 m <sup>2</sup> | 0,2 m <sup>2</sup>            |
| PRIMINGVOLUMEN                  | 80 ml              | 65 ml              | 49 ml              | 21 ml              | 15 ml                         |
| FILTRATIONSSRATE<br>(ml/h/mmHg) | 68                 | 54                 | 32                 | 14                 | 7                             |
| MAX. TRANSMEMBRANER DRUCK       | 500mmHg            | 500mmHg            | 600mmHg            | 600mmHg            | 500mmHg                       |
| INNENFASERDURCHMESSER           | 200µm              | 200µm              | 200µm              | 200µm              | 200µm                         |
| FASERDICKE                      | 30µm               | 30µm               | 30µm               | 30µm               | 40µm                          |
| MEMBRAN MATERIAL                | PES                | PES                | PES                | PES                | Micro-Undulated<br>Polysulfon |
| GEHÄUSEMATERIAL                 | Polycarbonat       | Polycarbonat       | Polycarbonat       | Polycarbonat       | ABS                           |
| VERGUSSMATERIAL                 | PU                 | PU                 | PU                 | PU                 | PU                            |
| VE                              | 5 Stück            |                    |                    |                    |                               |
| LIEFERZEIT                      | nach Absprache     |                    |                    |                    |                               |